

Elastici intraorali

Elastici ricavati da pezzi di lattice per uso chirurgico di alta qualità.


Grazie alla tecnica di taglio utilizzata si ottengono elastici con uno spessore uniforme e con valori di forze precisi.

Gli elastici sono di color ambra e sono confezionati in bustine colorate raccolte in buste o in cartoni per una maggiore comodità d'uso.

Tabella dei colori



Tabella delle misure




Elastici Tru-Force

Diametro	Colore Bustina	Forza	ELASTICI IN SCATOLE	Bustine per scatola	ELASTICI IN BUSTE	Bustine per busta
5/16" (7,9 mm)	Giallo	2 oz.	362-500	80	362-000	20 da 100 elastici
3/8" (9,5 mm)	Rosa	3,5 oz.	362-501	80	362-001	20 da 100 elastici
5/16" (7,9 mm)	Verde	3,5 oz.	362-502	80	362-002	20 da 100 elastici
3/8" (9,5 mm)	Lavanda	4,5 oz.	362-511	80	362-011	20 da 100 elastici
5/16" (7,9 mm)	Marrone	4,5 oz.	362-512	80	362-012	20 da 100 elastici
1/8" (3,2 mm)	Bianco	2 oz.	362-505	80	362-005	20 da 100 elastici
3/16" (4,8 mm)	Rosso	3,5 oz.	362-504	80	362-004	20 da 100 elastici
1/4" (6,4 mm)	Arancio	4,5 oz.	362-513	80	362-013	20 da 100 elastici
3/16" (4,8 mm)	Grigio	4,5 oz.	362-514	80	362-014	20 da 100 elastici
1/4" (6,4 mm)	Blu	3,5 oz.	362-503	80	362-003	20 da 100 elastici
5/16" (7,9 mm)	Malva	6 oz.	362-522	60	362-022	20 da 100 elastici
1/4" (6,4 mm)	Alzavola	6 oz.	362-523	60	362-023	20 da 100 elastici
3/16" (4,8 mm)	Rosa Fiesta	6 oz.	362-524	60	362-024	20 da 100 elastici
5/16" (7,9 mm)	Arancio Fuoco	8 oz.	362-532	40	362-032	20 da 100 elastici
1/4" (6,4 mm)	Lime	8 oz.	362-533	60	362-033	20 da 100 elastici
3/16" (4,8 mm)	Magenta	8 oz.	362-534	60	362-034	20 da 100 elastici



Dispenser per elastici in scatole

Dispenser per elastici 362-200



Elastomeri intraorali

38

Carousel

Dispenser per legature

Il Carousel ha 13 scomparti ognuno dei quali può contenere circa 350 legature di differenti colori.

Lo scomparto centrale ne contiene più di 2.500.

Carousel con legature Argento e Trasparenti	361-098
Carousel con legature Multicolor	361-099

Tubetto dei ricambi

Senza rimuovere il coperchio del Carousel è possibile riempire i vari scomparti con un tubetto che contiene circa 2000 legature del colore desiderato.

Colore	Codice	Colore	Codice
Rosa Pallido	361-074	Blu	361-090
Lavanda	361-075	Nero	361-092
Ecrù	361-076	Rosso	361-093
Menta	361-077	Giallo	361-094
Verde	361-079	Arancio	361-095
Blu scuro	361-080	Azzurro	361-096
Borgogna	361-081	Bianco	361-097
Alzavola	361-082		
Argento	361-083		
Trasparente	361-086		
Rosa	361-087		
Porpora	361-088		
Verde chiaro	361-089		
Tubetto da 2000 legature			

Tabella dei colori

Verde	Rosa Pallido	Lavanda	Ecrù
Arancio	Blu Scuro	Borgogna	Alzavola
Menta	Trasparente	Rosa	Porpora
Blu	Nero	Rosso	Giallo
	Azzurro	Verde Chiaro	Argento



Sling Legature elastomeriche

Queste legature elastiche prodotte da TP Italia sono fabbricate con un polimero di classe medicale "latex free".

Le legature hanno un diametro esterno di circa 3 mm (.120").

Confezioni in stick di colori assortiti

Assortimento di colori	Codice
Nero, Celeste, Blu, Rosa, Verde chiaro, Blu Royal, Rubino, Arancio, Viola metallico	E-LS50
Oro, Rosso metallico, Giallo, Turchese, Blu metallico, Blu, Fucsia, Verde chiaro	E-LS51

Confezioni da 46 stick da 22 legature (1012 legature)

Confezioni in stick per colore

Colore	Codice	Colore	Codice
Trasparente	E-LS01	Verde scuro	E-LS13
Grigio scuro	E-LS02	Rubino	E-LS14
Argento metallico	E-LS03	Turchese	E-LS15
Oro metallico	E-LS04	Fucsia	E-LS16
Viola metallico	E-LS05	Nero	E-LS17
Rosso metallico	E-LS06	Arancio	E-LS18
Blu metallico	E-LS07	Giallo	E-LS19
Blu Royal	E-LS08	Rosa	E-LS20
Celeste	E-LS09	Colore del dente	E-LS21
Blu	E-LS10	Cenere	E-LS22
Blu Marina	E-LS11	Bianco	E-LS23
Verde chiaro	E-LS12		

Confezioni da 46 stick da 22 legature (1012 legature)


Legature sciolte

Colore	Codice
Trasparente	E-L01
Grigio scuro	E-L02
Rosso metallico	E-L06
Blu metallico	E-L10
Verde scuro	E-L13
Rubino	E-L14
Colori misti	E-L50

Buste da 5000 legature

Tabella dei colori

Trasparente	Grigio Scuro	Argento Metallico	Oro Metallico
Viola Metallico	Rosso Metallico	Blu Metallico	Blu Royal
Celeste	Blu	Blu Marina	Verde chiaro
Verde Scuro	Rubino	Turchese	Fucsia
Nero	Arancio	Giallo	Rosa
Colore Dente	Cenere	Bianco	



Elastomeri intraorali

Sling *Catenella*


Le Catenelle Sling possiedono alte caratteristiche di memoria e di durata.
Ogni bobina contiene 4,5 mt. di catenella.

Colore	Piccola	Media	Grande
Trasparente	E-CP01	E-CM01	E-CG01
Grigio scuro	E-CP02	E-CM02	E-CG02
Argento metallico	E-CP03	E-CM03	E-CG03
Oro metallico	E-CP04	E-CM04	E-CG04
Viola metallico	E-CP05	E-CM05	E-CG05
Rosso metallico	E-CP06	E-CM06	E-CG06
Blu metallico	E-CP07	E-CM07	E-CG07
Blu Royal	E-CP08	E-CM08	E-CG08
Celeste	E-CP09	E-CM09	E-CG09
Blu	E-CP10	E-CM10	E-CG10
Blu Marina	E-CP11	E-CM11	E-CG11
Verde chiaro	E-CP12	E-CM12	E-CG12
Verde scuro	E-CP13	E-CM13	E-CG13
Rubino	E-CP14	E-CM14	E-CG14
Turchese	E-CP15	E-CM15	E-CG15
Fucsia	E-CP16	E-CM16	E-CG16
Nero	E-CP17	E-CM17	E-CG17
Arancio	E-CP18	E-CM18	E-CG18
Giallo	E-CP19	E-CM19	E-CG19
Rosa	E-CP20	E-CM20	E-CG20
Colore del dente	E-CP21	E-CM21	E-CG21
Cenere	E-CP22	E-CM22	E-CG22
Bianco	E-CP23	E-CM23	E-CG23

Bobina da 4,5 mt.

Tabella dei colori

Trasparente	Grigio Scuro	Argento Metallico	Oro Metallico
Viola Metallico	Rosso Metallico	Blu Metallico	Blu Royal
Celeste	Blu	Blu Marina	Verde chiaro
Verde Scuro	Rubino	Turchese	Fucsia
Nero	Arancio	Giallo	Rosa
Colore Dente	Cenere	Bianco	



Catenella Elast-O-Chain

Stampata da elastomeri traslucidi ad alta resilienza, permette di avere una forza continua e leggera.
Disponibile con uno spessore di 0,74 mm (.029")

Codice	Confezione
386-050	Bobina da 1,5 m



Tubo di protezione

Tubo di protezione rigido per archi in materiale senza lattice, riduce eventuali irritazioni e mantiene gli spazi se necessario.
Ideale come mantentore di spazio dopo una estrazione.

Misura dell'arco	.018"	.027"	.046"
FINO A	.018" tondo	.021" x .027"	.046" tondo
Grigio	ASPTG018	ASPTG027	ASPTG046
Chiaro	ASPTC018	ASPTC027	ASPTC046

Bobina da 3 mt.



Slip Free Zing String

Filo elastomerico

La solidità del filo Zing può essere utilizzata per chiudere spazi dove è impossibile per i pazienti porre degli elastici normali.
La forza del filo Zing da 0,51 mm (.020") è eccellente per produrre tensione sugli attacchi posti sui denti inclusi.

Il Filo è trasparente, resistente ai liquidi orali e la speciale superficie coesiva assicura la resistenza dei nodi.

		Codice
Leggero	diametro 0,51 mm (.020")	100-245
Pesante	diametro 0,64 mm (.025")	100-246

Bobina da 7,5 m

Elastomeri intraorali

40

Slip Free Zing-O String

Tube elastomerico

E' ideale per chiudere piccoli spazi, retrarre canini o per produrre leggere rotazioni. Grazie al foro interno risulta più facile da lavorare e non si sfilaccia.

La forza del tubo Zing-O da 0,64 mm (.025") è eccellente per produrre tensioni sugli attacchi posti sui denti inclusi.

E' disponibile grigio o trasparente.

		Trasparente	Grigio
Leggero	diametro 0,64 mm (.025")	100-241	100-243
Pesante	diametro 0,76 mm (.030")	100-242	100-244

Bobina da 7,5 m



Filo Elastico

Ha uno speciale rivestimento in fibra di nylon, resistente allo sfilacciamento, che protegge l'anima in lattice.

Eccellente per eruzioni chirurgiche di denti esposti.

	Bobina	
Leggero	Gialla	100-225
Medio	Rossa	100-226
Pesante	Blu	100-227

Ogni bobina contiene circa 25 m di filo



Separatori - Molle - Utilità



Separatori Sep-A-Ring

Eccellenti per le separazioni dentarie prima del posizionamento delle bande. Realizzati in materiali elastomerici trasparenti. Il colore blu identifica il loro posizionamento. Disponibili in due misure, piccoli per i denti anteriori e grandi per i posteriori.

	Codice	Confezione
Piccolo	352-000	Confezione da 10 pz
Piccolo	352-000C	Confezione da 100 pz
Grande	353-000	Confezione da 10 pz
Grande	353-000C	Confezione da 100 pz



Striscia di Separazione

Striscia di separazione realizzata stile dumbbell può essere tagliata della lunghezza desiderata e stirata per essere collocata negli spazi interprossimali.

	Codice
Striscia di separazione	SEP06

Confezioni : 1 striscia da 15 cm.



Corta
Usata normalmente per premolari e canini



Media
Usata tra premolari e premolari e tra premolari e molari se l'area di contatto è piccola



Lunga
Usata tra i molari




Extra Lunga
Usata tra i molari con contatti

Molle di Separazione autobloccanti

Le molle forniscono una pressione leggera e costante e consentono in 3-4 giorni di creare lo spazio per le bande. Possono essere utili anche nella separazione di denti in eruzione.

Misura	Corta	Media	Lunga	Extra Lunga
0,46 mm (.018")	352-018	351-018	353-018	354-018
0,51 mm (.020")	352-020	351-020	353-020	354-020
0,56 mm (.022")	352-022	351-022	353-022	354-022

Confezioni da 10 pz.
Confezioni da 100 pz.: aggiungere una "C" dopo il codice




Molle Aperte in Nichel-Titanio

Per l'apertura ed il mantenimento dello spazio. Lunghezza 18 cm.

Misura	Forza	Codice
.030"	Leggera	OCNT9307
.030"	Leggera	OCNT10307
.036"	Leggera	OCNT10367
.030"	Media	OCNT12307
.036"	Media	OCNT12367
.030"	Pesante	OCNT14307
.036"	Pesante	OCNT14367

Confezioni da 3 pezzi



Molle Aperte Double Coil in Nichel-Titanio

Forze leggere da 100 gr. per distalizzare in media 1 mm./1,5 mm. al mese. D.I. spirale .045". Lunghezza 7" (17,78 cm.)

Codice
OCNT7045

Confezioni da 3 pezzi

Separatori - Molle - Utilità

42

Molle Aperte in Acciaio in bobina

Misura	Codice
.010" x .028"	APOC1028
.010" x .030"	APOC1030
.010" x .036"	APOC1036

Bobina da 52 cm




Molle Chiuse in Nichel-Titanio

Queste nuove molle chiuse fabbricate con una nuova lega restano attive sino al termine del loro uso. Esercitano una forza consistente anche quando la chiusura degli spazi è di pochi millimetri.

Forza	Lunghezza 9 mm	Lunghezza 12 mm
Leggera (150 gr)	CCOF9LT	CCOF12LT
Media (200 gr)	CCOF9MD	CCOF12MD
Pesante (250 gr)	CCOF9HV	CCOF12HV
MASSIMA ESTENSIONE	21 mm	35 mm

Confezioni da 10 pz.



Molle Chiuse in Nichel-Titanio per micro-impianti

Le prime disegnate specificatamente per essere usate per micro-impianti.

Forza	Lunghezza 9 mm	Lunghezza 12 mm
Leggera (150 gr)	CCOT9LT	CCOT12LT
Media (200 gr)	CCOT9MD	CCOT12MD
Pesante (250 gr)	CCOT9HV	CCOT12HV
MASSIMA ESTENSIONE	21 mm	35 mm

Confezioni da 10 pz.





Barra Palatale

Barra palatale di Goshgarian realizzata in filo d'acciaio da .036".

Misura	Loop Mesiale	Loop Distale	Misura	Loop Mesiale	Loop Distale
35 mm	PAB35	PAB135	47 mm	PAB47	PAB147
37 mm	PAB37	PAB137	49 mm	PAB49	PAB149
39 mm	PAB39	PAB139	51 mm	PAB51	PAB151
41 mm	PAB41	PAB141	53 mm	PAB53	PAB153
43 mm	PAB43	PAB143	55 mm	PAB55	PAB155
45 mm	PAB45	PAB145	KIT	PABK040	PABK140

Confezioni da 5 pezzi

Il KIT contiene 50 pezzi (5 pezzi per ogni misura dalla 37 alla 55)



Lip Bumper

Con cuscinetti labiali anatomici e colorati.


Dotati di piccoli uncini per assicurare il Lip-Bumper con gli elastici. Diametro del filo .045".

Colore	Misura 1 (83 mm)	Misura 2 (90 mm)	Misura 3 (97 mm)	Misura 4 (104 mm)	Misura 5 (111 mm)	Universali
Nero	CCLB101	CCLB201	CCLB301	CCLB401	CCLB501	CCLB001
Blu	CCLB102	CCLB202	CCLB302	CCLB402	CCLB502	CCLB002
Bianco	CCLB103	CCLB203	CCLB303	CCLB403	CCLB503	CCLB003
Arancio	CCLB104	CCLB204	CCLB304	CCLB404	CCLB504	CCLB004
Verde Scuro	CCLB105	CCLB205	CCLB305	CCLB405	CCLB505	CCLB005
Verde Lime	CCLB106	CCLB206	CCLB306	CCLB406	CCLB506	CCLB006
Giallo	CCLB107	CCLB207	CCLB307	CCLB407	CCLB507	CCLB007
Porpora	CCLB108	CCLB208	CCLB308	CCLB408	CCLB508	CCLB008
Rosa	CCLB110	CCLB210	CCLB310	CCLB410	CCLB510	CCLB010
Rosso	CCLB111	CCLB211	CCLB311	CCLB411	CCLB511	CCLB011

Confezioni da 2 pezzi



Separatori - Molle - Utilità




Quad-Helix

Archi palatini progettati per fornire forze continue e controllate sia per la rotazione dei molari che per l'espansione delle arcate. Rimovibili per facilitare l'attivazione.

Disponibili in tre misure.

	Codice	
Quad-Helix	HQ-2431	
Quad-Helix	HQ-2432	
Quad-Helix	HQ-2433	

Confezioni da 10



Tubetti per stops

		Codice
Forma rotonda	Diametro interno .045" (1,15 mm.)	2432
Forma ovale	Secondo Dr. Toll	2433

Confezioni da 100 pz.