


Extraorale

Archi Extra-Orali in acciaio

Disponibili con arco esterno (diametro di 2,0 mm) corto o normale. Saldati al Laser.
Arco interno costituito da un pezzo unico.
Caps terminali protettivi colorati.
Anse con torque di 15°

	Misura	Arco interno	Caps	Corto	Normale
Standard (senza anse)	120 mm		Bianco	2439	2119
1 (con anse)	84 mm		Giallo		2334
2 (con anse)	89 mm		Blu		2335
3 (con anse)	94 mm		Nero		2336
4 (con anse)	103 mm		Verde		2337
5 (con anse)	112 mm		Rosso		2338

Confezioni da 1 - 10 - 100 pz.



Archi Extra-Orali rivestiti in plastica

Disponibili con arco esterno (diametro di 2,0 mm) normale. Saldati al Laser.
Arco interno costituito da un pezzo unico.
Ricoperti con plastica colorata.

	Misura	Arco interno	Colore	Codice
Standard (senza anse)	120 mm		Bianco	2120
Standard (senza anse)	120 mm		Giallo	2121
Standard (senza anse)	120 mm		Rosa	2122
Standard (senza anse)	120 mm		Menta	2123
Standard (senza anse)	120 mm		Nero	2125


Confezioni da 1 - 10 pz.

Archi Extra-Orali senza Nichel

Disponibili con arco esterno (diametro di 2,0 mm) normale.
Saldati al Laser
Arco interno costituito da un pezzo unico.

	Misura	Arco interno	Codice
Standard (senza anse)	120 mm		2270

Confezioni da 1 - 10 pz.



Archi Extra-Orali Anatomici serie Orthofit

In acciaio inossidabile con saldature al laser.
Arco esterno ed interno da 1,8 mm di diametro.
Le anse terminali sono angolate di 16° per la massima trasmissione della forza.
L'arco interno è di misura standard mentre l'arco esterno è disponibile corto, normale e lungo.

Misura arco esterno	Colore	Codice
Corto	Rosso	2450
Standard	Blu	2451
Lungo	Verde	2452


Confezioni da 1 - 10 - 100 pz.

Archi Extra-Orali Line serie Orthofit

In acciaio inossidabile con saldature al laser.
Arco esterno ed interno da 1,8 mm di diametro.
Le anse terminali sono angolate di 16° per la massima trasmissione della forza.
Arco interno ed esterno hanno la stessa lunghezza.
Le anse ad U sono disponibili in cinque misure.
Le misure sono riconoscibili da una marchiatura colorata.

Misura	Anse ad U	Colore	Codice
1	83 mm	Rosso	2453
2	90 mm	Verde	2454
3	97 mm	Giallo	2455
4	104 mm	Blu	2456
5	111 mm	Bianco	2457

Confezioni da 1 - 10 - 100 pz.



Archi Extra-Orali Omega serie Orthofit

In acciaio inossidabile con saldature al laser.
Arco esterno ed interno da 1,8 mm di diametro.
Le anse terminali sono angolate di 16° per la massima trasmissione della forza.
Disponibili con arco esterno standard ed arco interno di cinque misure.
Le misure sono riconoscibili da una marchiatura colorata.

Misura	Arco interno	Colore	Codice
1	83 mm	Nero	2458
2	90 mm	Rosa	2459
3	97 mm	Argento	2460
4	104 mm	Arancio	2461
5	111 mm	Oro	2462

Confezioni da 1 - 10 - 100 pz.

Cuffie per trazioni cervicali

Colore	Ganci	Confezione	Codice
Denim	NO	Singola	CPDBIO



Cuffie per trazioni occipitali

Colore	Ganci	Confezione	Codice
Denim	NO	6 pz.	105-006
Multicolor	NO	6 pz.	105-010

Ganci di sicurezza

	450 gr	600 gr	750 gr
Blu scuro	SRDB450	SRDB600	SRDB750
Nero	SRBK450	SRBK600	SRBK750

5 paia per confezione



Buste per Archi extra-orali

Buste per Archi extra-orali con chiusura con velcro.
Misura approssimativa 15 cm x 24 cm.

Colore	Codice
Nero	HGSTBK
Rosso	HGSTRD
Blu	HGSTRB
Verde	HGSTGR
Porpora	HGSTPP

Confezioni da 5 buste per colore



Maschera Facciale

Per la correzione delle terze classi e per le insufficienze mascellari.

La conseguente trazione ortopedica inversa tra mascella e mandibola facilita il trattamento ortodontico. Rilascia anteriormente la forza diretta alle posizioni intraorali evitando l'ancoraggio intraorale.

Misura	Codice
Piccola	05-002
Grande	05-001

Confezione da 1 pz.



Maschera Facciale Petit

Codice
51721-1
Confezioni da 1 pz.



Mentoniera in plastica rigida

Disponibile in tre colori, giallo, rosa e blu.

Colore	Codice
Giallo	KIK-GE
Blu	KIK-B
Rosa	KIK-P

Confezioni da 5 pz.

Tubo per attivatore Per archi extra-orali e Lip-Bumper

Tubetto con diametro interno da 1,15 mm. (.045")
Filo lungo 125 mm. Saldatura al laser

Diametro filo	Codice	Confezioni da
0,7 mm	2470	10 - 100 pz
0,8 mm	2471	10 - 100 pz
1,0 mm	2472	10 - 100 pz

Tubo per attivatore secondo Teuscher

Diametro interno da 1,15 mm. (.045") e da 1,30 mm. (.051").

1,15 mm (.045")	1,30 mm (.051")	Confezioni da
2436	2434	10 pz

