

LANCER
ORTHODONTICS

Your choice for sensible orthodontic solution

Extraorale




Il Dr. Wick Alexander e Lancer hanno sviluppato "the Wedge", la fascia cervicale a cuneo studiata per prevenire lo scivolamento e migliorare il comfort e la compliance del paziente.

Extraorale

Archi extraorali, Lip Bumper e maschera facciale

ARCHI EXTRAORALI: - Prodotti con filo in acciaio inox temperato, Ø .045" per l'arco interno e Ø .072" per quello esterno. Le anse sono modificabili per scavalcare i brackets dei premolari e facilitare l'inserzione nei tubi molari; e la lunghezza dell'arco interno (in millimetri) è misurata dalla metà dell'ansa alla metà dell'ansa opposta, passando per l'arco interno.

LIP BUMPER - Prodotti con filo in acciaio inossidabile Ø .045"; lo scudo vestibolare anatomico in materiale plastico atossico, rifinito accuratamente, è in grado di sfruttare al massimo la spinta del labbro inferiore.



Codice

ARCHI EXTRAORALI

Standard senza omega

Disponibile in 4 misure, in confezione da 1 pz.

Arco esterno	super-short	short	regular	long
Codice	711-201	711-202	711-203	711-204

Standard con omega

Disponibile short e regular in 6 misure, in confezione da 1 pz.

Misura	1 - 83 mm	2 - 90 mm	3 - 97 mm	4 - 104 mm	5 - 111 mm	6 - 118 mm
Short	711-111	711-112	711-113	711-114	711-115	711-116
Regular	711-211	711-212	711-213	711-214	711-215	711-216

LIP BUMPER

• Standard **con omega** - Confezione da 2 pz.

Misura	1 - 83 mm	2 - 90 mm	3 - 97 mm	4 - 104 mm	5 - 111 mm
Codice	L056	L057	L058	L059	L060

MASCHERA FACCIALE REGOLABILE

Regolabile mediante viti a brugola sul viso del paziente.

830-703

MASCHERA FACCIALE

Disponibile nella misura per adulto e per bambino.

- Misura **adulto**
- Misura **bambino**

830-701


830-700



Extraorale Maschera facciale e mentoniera

MASCHERA FACCIALE DINAMICA SNODABILE - Ideata per garantire il massimo comfort al paziente; sia l'appoggio frontale sia la mentoniera sono realizzate in plastica stampata con morbido rivestimento antibatterico. Adattabile al viso grazie alle regolazioni, alla forma ed alla possibilità di inclinarla e ruotarla rispetto alla struttura verticale principale adattandosi alla linea naturale della fronte e del mento del paziente.

MENTONIERA - Realizzata in materiale plastico, completamente lavabile, con fori traspiranti anti-sudore e ganci in metallo rivolti verso il basso per evitare il rischio di agganciarsi a oggetti esterni (es. cuscino durante la notte). Rifinita sul lato interno per evitare che fastidiose sporgenze riducano il confort del paziente.



MASCHERA FACCIALE DINAMICA SNODABILE

Confezione: maschera facciale completa, ricambio rivestimento lato interno (fronte e mento), brugola di regolazione delle viti di raccordo e busta in nylon impermeabile con cerniera.

- Colore **lilla**
- Colore **blu**
- **Ricambio** rivestimento interno antibatterico per fronte e mento (2 pz.)

Codice

L009

L008

L018

MENTONIERA

Confezione: da una mentoniera

Codice L006

Extraorale Trazioni alte

CUFFIE PER TRAZIONE - Realizzate in tessuto di cotone lavabile sono confezionate complete di dinamometro o nelle confezioni economiche (solo cuffia) da assemblare con il dinamometro più indicato per il paziente.



CUFFIA PER TRAZIONE REGOLABILE

A 3 posizioni: corta, media e lunga.

- Cuffia **completa di dinamometro** di sicurezza, Forza elevata 600 g - Confezione da 1 pz.
- Cuffia **senza dinamometro** di sicurezza. Confezione da 5 pz.

Codice

830-306

830-312



CUFFIA PER TRAZIONE

- Cuffia **completa di dinamometro** di sicurezza, Forza elevata 600 g - Confezione da 1 pz.
- Cuffia **senza dinamometro** di sicurezza. Confezione da 5 pz.

830-305

830-304



RICAMBI DINAMOMETRI DI SICUREZZA

Dinamometro **con molla in acciaio inossidabile**

- Colore **blu**
Forza media 450 g - Confezione da 10 pz.
- Colore **blu**
Forza elevata 600 g - Confezione da 10 pz.

830-601

830-606

Extraorale Trazioni cervicali

TRAZIONE CERVICALE WICK-WEDGE LANCER - Ideata dal Dr. Wick Alexander. Il cuscinetto cervicale a forma di "cuneo" è stato studiato per prevenire lo spostamento e lo scivolamento verso la parte bassa del collo e migliorare il comfort del paziente. La forma curva e le sezioni divise consentono alla fascia di schiacciarsi e adattarsi una volta appoggiata sul collo; grazie a questa caratteristica la trazione mantiene una posizione orizzontale più sicura eliminando le componenti verticali. I moduli di sicurezza con molle in Nichel-Titanio garantiscono forze leggere e costanti.

TRAZIONI CERVICALI LANCER - Fasce in tessuto di cotone lavabile, disponibili con e senza imbottitura, sono confezionate complete di dinamometro di sicurezza oppure nelle confezioni economiche (solo trazione) da assemblare con il dinamometro più indicato per il paziente.



TRAZIONE CERVICALE WICK WEDGE

- Trazione **senza dinamometro** di sicurezza
Colore **nero** - Confezione da 5 pz.

Codice

837-130

RICAMBI DINAMOMETRI DI SICUREZZA - Vedi pagina a lato



TRAZIONE CERVICALE - SENZA IMBOTTITURA

- Trazione **completa di dinamometro** di sicurezza
Forza elevata 600 g - Confezione da 1 pz.
- Trazione **senza dinamometro** di sicurezza
Confezione da 5 pz.

830-300

830-311

RICAMBI DINAMOMETRI DI SICUREZZA - Vedi pagina a lato



TRAZIONE CERVICALE - CON DOPPIA IMBOTTITURA

- Trazione **completa di dinamometro** di sicurezza
Forza elevata 600 g - Confezione da 1 pz.
- Trazione **senza dinamometro** di sicurezza
Confezione da 5 pz.

830-302

830-301

RICAMBI DINAMOMETRI DI SICUREZZA - Vedi pagina a lato