

Tecnica Edgewise Standard - Intrigue Silk™

Brackets in ceramica con codice colore - Arcata superiore e inferiore

Fabbricati da Lancer Orthodontics in allumina policristallina al 99% molto trasparente. Grazie ai bordi estremamente arrotondati, Intrigue Silk fornisce ai pazienti un confort senza paragoni. La ritenzione meccanica offre un'adesione superiore e facilita il debonding. L'identificazione è assicurata dai pallini colorati. Tutti i brackets sono disponibili in casi completi Redi-Pak (20 brackets) o in ricambi singoli (1 bracket).



Redi-Pak™ da 20 brackets	Slot .018	Slot .022
Bocca singola (senza gancio)	245-931	245-932

Redi-Pak™ da 20 brackets	Slot .018	Slot .022
---------------------------------	------------------	------------------

Centrale superiore 3,7 mm	245-001	245-101
---------------------------	---------	---------

Laterale superiore 3,3 mm	245-002	245-102
---------------------------	---------	---------

Canino e premolari superiore 3,3 mm	245-003	245-103
-------------------------------------	---------	---------

Incisivi inferiori 2,5 mm	245-004	245-104
---------------------------	---------	---------

Canino e premolari inferiori 3,3 mm	245-003	245-103
-------------------------------------	---------	---------

1|1



T.0° A.0°

2|2



T.0° A.0°

543|345



T.0° A.0°

21|12



T.0° A.0°

543|345



T.0° A.0°