

Tecnica M.B.T. - Intrigue Silk™ Metal Slot

Brackets in ceramica trasparente con slot in metallo - Arcata superiore e inferiore

Realizzati in allumina policristallina sono la miglior combinazione di traslucenza e resistenza. Lo slot in metallo riduce la frizione con il filo migliorando le meccaniche di scorrimento ed incrementando la forza del bracket. Il lock meccanico della base fornisce una migliore ritenzione e facilita il debonding. Il codice colore sui brackets ne facilita il posizionamento e l'identificazione. Tutti i brackets sono disponibili in casi completi Redi-Pak (20 brackets) e in ricambi singoli (1 bracket).



Redi-Pak™ da 20 brackets

Slot .018

Slot .022

Bocca singola (senza gancio)	259-933	259-934
Bocca singola con gancio su canini e premolari	259-931	259-932

Ricambio in bustina da 1 bracket

Slot .018

Slot .022

Centrale superiore	R 259-001 L 259-002	R 259-101 L 259-102
Laterale superiore	R 259-011 L 259-012	R 259-111 L 259-112

1|1



T. 17° A. 4°

2|2



T. 10° A. 8°

3|3



T. -7° A. 8°



T. 0° A. 8°

Canino superiore	R 259-023 L 259-024	R 259-123 L 259-124
------------------	------------------------	------------------------

Canino superiore con gancio	R 259-021 L 259-022	R 259-121 L 259-122
-----------------------------	------------------------	------------------------

54|45



T. -7° A. 0°

Premolari superiori	259-033	259-133
---------------------	---------	---------

Premolari superiori con gancio	259-031	259-131
--------------------------------	---------	---------

21|12



T. -6° A. 0°

Incisivi inferiori	259-041	259-141
--------------------	---------	---------

3|3



T. -6° A. 3°



T. 0° A. 3°

Canino inferiore	R 259-053 L 259-054	R 259-153 L 259-154
------------------	------------------------	------------------------

Canino inferiore con gancio	R 259-051 L 259-052	R 259-151 L 259-152
-----------------------------	------------------------	------------------------

4|4



T. -12° A. 2°

5|5



T. -17° A. 2°

1° Premolare inferiore	259-063	259-163
------------------------	---------	---------

1° Premolare inferiore con gancio	259-061	259-161
-----------------------------------	---------	---------

2° Premolare inferiore	259-073	259-173
------------------------	---------	---------

2° Premolare inferiore con gancio	259-071	259-171
-----------------------------------	---------	---------