


Tecnica Ricketts - Intrigue Silk™ Metal Slot

Brackets in ceramica trasparente con slot in metallo - Arcata superiore e inferiore

Realizzati in allumina policristallina sono la miglior combinazione di traslucenza e resistenza. Lo slot in metallo riduce la frizione con il filo migliorando le meccaniche di scorrimento ed incrementando la forza del bracket. Il lock meccanico della base fornisce una migliore ritenzione e facilita il debonding. Il codice colore sui brackets ne facilita il posizionamento e l'identificazione. Tutti i brackets sono disponibili in casi completi Redi-Pak (20 brackets) e in ricambi singoli (1 bracket).



Redi-Pak™ da 20 brackets

Slot .018

Bocca singola (senza gancio)	255-933
Bocca singola con gancio sui canini	255-931

Ricambio in bustina da 1 bracket

Slot .018


Centrale superiore	R 255-001 L 255-002
Laterale superiore	R 255-011 L 255-012
Canino superiore	R 255-023 L 255-024
Canino superiore con gancio	R 255-021 L 255-022

1|1



T. 22° A. 5°

2|2



T. 14° A. 8°

3|3



T. 7° A. 5°

54|45



T. 0° A. 0°

21|12



T. 0° A. 0°

3|3



T. 7° A. 5°

54|45



T. 0° A. 0°

Premolari superiori 255-033

Incisivi inferiori 255-041

Canino inferiore R 255-053
L 255-054

Canino inferiore on gancio R 255-051
L 255-052

Premolari inferiori 255-033