


Tecnica Roth - Intrigue Silk™ Metal Slot

Brackets in ceramica trasparente con slot in metallo - Arcata superiore e inferiore

Realizzati in allumina policristallina sono la miglior combinazione di traslucenza e resistenza. Lo slot in metallo riduce la frizione con il filo migliorando le meccaniche di scorrimento ed incrementando la forza del bracket. Il lock meccanico della base fornisce una migliore ritenzione e facilita il debonding. Il codice colore sui brackets ne facilita il posizionamento e l'identificazione. Tutti i brackets sono disponibili in casi completi Redi-Pak (20 brackets) e in ricambi singoli (1 bracket).



Redi-Pak™ da 20 brackets

Slot .018

Slot .022

Bocca singola (senza gancio)	253-933	253-934
Bocca singola con gancio su canini e premolari	253-931	253-932

Ricambio in bustina da 1 bracket

Slot .018

Slot .022


Centrale superiore	R 253-001 L 253-002	R 253-101 L 253-102
Laterale superiore	R 253-011 L 253-012	R 253-111 L 253-112

1|1



T. 12° A. 5°

2|2



T. 8° A. 9°

3|3



T. 0° A. 11°

Canino superiore	R 253-023 L 253-024	R 253-123 L 253-124
------------------	------------------------	------------------------

Canino superiore con gancio	R 253-021 L 253-022	R 253-121 L 253-122
-----------------------------	------------------------	------------------------

54|45



T. -7° A. 0°

Premolare superiore	253-033	253-133
---------------------	---------	---------

Premolare superiore con gancio	253-031	253-131
--------------------------------	---------	---------

21|12



T. 0° A. 0°

Incisivi inferiori	253-041	253-141
--------------------	---------	---------

3|3



T. -11° A. 5°

Canino inferiore	R 253-053 L 253-054	R 253-153 L 253-154
------------------	------------------------	------------------------

Canino inferiore con gancio	R 253-051 L 253-052	R 253-151 L 253-152
-----------------------------	------------------------	------------------------

4|4



T. -17° A. 0°

5|5



T. -22° A. 0°

1° Premolare inferiore	253-063	253-163
------------------------	---------	---------

1° Premolare inferiore con gancio	253-061	253-161
-----------------------------------	---------	---------

2° Premolare inferiore	253-073	253-173
------------------------	---------	---------

2° Premolare inferiore con gancio	253-071	253-171
-----------------------------------	---------	---------