


Tecnica Ricketts - Intrigue Silk™

Brackets in ceramica con codice colore - Arcata superiore

Fabbricati da Lancer Orthodontics in allumina policristallina al 99% molto trasparente. Grazie ai bordi estremamente arrotondati, Intrigue Silk fornisce ai pazienti un confort senza paragoni. La ritenzione meccanica offre un'adesione superiore e facilita il debonding. L'identificazione è assicurata da pallini colorati o da jig colorati di posizionamento. Tutti i brackets sono disponibili in casi completi Redi-Pak (20 brackets) o in ricambi singoli (1 bracket).



Redi-Pak™ da 20 brackets

Slot .018

Bocca singola (senza gancio)	258-903
Bocca singola con gancio sui canini	258-901

Ricambio in bustina da 1 bracket

Slot .018

Centrale superiore gemellare 3,7 mm	R 258-001 L 258-002
Laterale superiore gemellare 3 mm	R 258-011 L 258-012
Canino superiore singolo 3 mm	R 258-223 L 258-224
Canino superiore singolo con gancio 3 mm	R 258-221 L 258-222

1|1



T. 18° A. 3°

2|2



T. 10° A. 8°

3|3



T. 5° A. 11°

54|45



T. 0° A. 0°

21|12



T. 0° A. 0°

3|3



T. 5° A. 5°

3|3



T. 0° A. 0°