

## Accessori ausiliari Accessori per archi

**GANCI A PALLA** - Indicati quando occorre realizzare un punto di presa direttamente sull'arco senza dover rimuovere l'arco stesso, offrendo così all'ortodontista la possibilità di realizzare diversi tipi di trazione. I ganci a palla possono essere modificati con una pinza a becchi d'uccello. Confortevoli per il paziente grazie all'estremità arrotondata.

**MICRO-STOP** - Indicati per evitare eccessivi spostamenti dell'arco, in particolare con fili di dimensione ridotta usati nelle meccaniche a filo leggero.

**FULCRO DI ROTAZIONE** - Cuneo in materiale elastico. Si inserisce sulle alette dei brackets per permettere, sotto la pressione del filo dopo l'attivazione della legatura, la rotazione del dente.

### Codice



GANCI A PALLA  
Confezione da 20 pz.

014-114



PINZA PER GANCI LANCER  
Per serrare i ganci

626-115



GANCI CHIUSI  
• Per fili .016x.016 - Confezione da 10 pz.  
• Per fili .018x.025 - Confezione da 10 pz.  
• Per fili .036 - Confezione da 10 pz.

014-101

014-102

014-103



MICRO STOP  
Lunghezza mm 2, per fili da .012 a .018 - Confezione da 25 pz.

014-104



PINZA DA STOP LANCER  
Per creare stop a V sull'arco anche direttamente in bocca.

626-103



FULCRO DI ROTAZIONE  
• Grigio - Confezione da 100 pz.  
• Trasparente - Confezione da 100 pz.

577-303

577-304