

Accessori

Apribocca Dry-Field, divaricatori labiali ed accessori

DRY FIELD - Apribocca completo di aspirasaliva e proteggi lingua, consente di intervenire nel cavo orale eliminando la presenza di saliva. Utilizzando questo sistema si ottiene il campo asciutto, indispensabile durante le fasi di cementazione brackets, sigillature, ricostruzioni. Completamente autoclavabile, disponibile in 2 misure.



Codice

APRIBOCCA DRY-FIELD

Confezione: apribocca, connettore flessibile, proteggi lingua, 2 tubi laterali in silicone e connettore a "Y"

- Bianca per **adulto** 860-401
- Rossa per **bambino** 860-402
- Proteggi lingua, bianco - 2 pz. 860-403
- Proteggi lingua, rosso - 2 pz. 860-413
- Tubi in silicone - 10 pz. 860-412
- Adattatore con connettore a "Y" - 4 pz. 860-409
- Connettore a "Y" - 4 pz. 860-408

DIVARICATORI LABIALI - Per fotografia

In plastica trasparente, sterilizzabili a freddo. Disponibili in 2 misure.

Modello con doppio tira guancia

- **Small** 860-109
- **Large** 860-110



DIVARICATORE EXTRAORALE

In plastica trasparente, sterilizzabili a freddo. Disponibile in 3 misure.

- **Small** 860-104
- **Medium** 860-105
- **Large** 860-106



FOGLI PER TRACCIATI CEFALOMETRICI

Fogli con superficie opaca e finitura lucida. Ideali per i tracciati cefalometrici.

Disponibili in confezioni da 100 fogli (cm 20,3x25,4) 900-303