


Extraorale

Archi extraorali, Lip Bumper e maschera facciale

ARCHI EXTRAORALI: - Prodotti con filo in acciaio inox temperato, Ø .045" per l'arco interno e Ø .072" per quello esterno. Le anse sono modificabili per scavalcare i brackets dei premolari e facilitare l'inserzione nei tubi molari; e la lunghezza dell'arco interno (in millimetri) è misurata dalla metà dell'ansa alla metà dell'ansa opposta, passando per l'arco interno.

LIP BUMPER - Prodotti con filo in acciaio inossidabile Ø .045"; lo scudo vestibolare anatomico in materiale plastico atossico, rifinito accuratamente, è in grado di sfruttare al massimo la spinta del labbro inferiore.



Codice

ARCHI EXTRAORALI

Standard senza omega

Disponibile in 4 misure, in confezione da 1 pz.

Arco esterno	super-short	short	regular	long
Codice	711-201	711-202	711-203	711-204

Standard con omega

Disponibile short e regular in 6 misure, in confezione da 1 pz.

Misura	1 - 83 mm	2 - 90 mm	3 - 97 mm	4 - 104 mm	5 - 111 mm	6 - 118 mm
Short	711-111	711-112	711-113	711-114	711-115	711-116
Regular	711-211	711-212	711-213	711-214	711-215	711-216

LIP BUMPER

• Standard **con omega** - Confezione da 2 pz.

Misura	1 - 83 mm	2 - 90 mm	3 - 97 mm	4 - 104 mm	5 - 111 mm
Codice	L056	L057	L058	L059	L060