





Immagini al microscopio stereografico



## Splinx™: la via più semplice allo splintaggio!

- Filo migliorato, per un facile splintaggio, indicato per tutti i tipi di ritenzione e splintaggio sia nell'arcata superiore sia inferiore.
- Realizzato da filo intrecciato coassiale (6 fili) appiattito per aderire facilmente alla superficie dei denti senza scivolare.
- Rispetto alla versione precedente è stato migliorato mediante un processo di ricottura ulteriore che lo rende completamente passivo, pertanto facile da modellare e privo di memoria di forza residua.
- Compatibile con tutti gli adesivi.
- Il filo misura 8" (cm 20,4), spessore mm 0,25 - altezza mm 0,69

### Codice

**Confezione** da 8 fili da 8" (totale 1,63 metri)

550-120

## Splinx™... il modo più semplice