


# Extraorale

## Maschera facciale e mentoniera

**MASCHERA FACCIALE DINAMICA SNODABILE** - Ideata per garantire il massimo comfort al paziente; sia l'appoggio frontale sia la mentoniera sono realizzate in plastica stampata con morbido rivestimento antibatterico. Adattabile al viso grazie alle regolazioni, alla forma ed alla possibilità di inclinarla e ruotarla rispetto alla struttura verticale principale adattandosi alla linea naturale della fronte e del mento del paziente.

**MENTONIERA** - Realizzata in materiale plastico, completamente lavabile, con fori traspiranti anti-sudore e ganci in metallo rivolti verso il basso per evitare il rischio di agganciarsi a oggetti esterni (es. cuscino durante la notte). Rifinita sul lato interno per evitare che fastidiose sporgenze riducano il confort del paziente.



### MASCHERA FACCIALE DINAMICA SNODABILE

**Confezione:** maschera facciale completa, ricambio rivestimento lato interno (fronte e mento), brugola di regolazione delle viti di raccordo e busta in nylon impermeabile con cerniera.

- Colore **lilla**
- Colore **blu**
- **Ricambio** rivestimento interno antibatterico per fronte e mento (2 pz.)

**Codice**

- L009
- L008
- L018

### MENTONIERA

**Confezione:** da una mentoniera

**Codice** L006

