

# WIRES VELOCITY™

## Archi Acciaio e Nichel-Titanio Estetico

Questi particolari archi sono disponibili sia in Acciaio sia in Nichel-Titanio. Per rendere l'arco estetico viene effettuato un trattamento di sinterizzazione di polvere epossidica. Questa polvere viene applicata a caldo su tutta la struttura del filo garantendone una buona estetica ed una buona resistenza all'usura.



### ARCHI VELOCITY COATED ACCIAIO - TRUEFORM

- **Sezione tonda** - Confezione da 10 archi
- **Sezione rettangolare** - Confezione da 10 archi



**misura**

.012  
.014  
.016

#### SEZIONE TONDA

**superiore**

55TU-012  
55TU-014  
55TU-016

**inferiore**

55TL-012  
55TL-014  
55TL-016



**misura**

.016x.016  
.016x.022  
.017x.025  
.018x.025  
.019x.025  
.021x.025


#### SEZIONE RETTANGOLARE

**superiore**

55TU-1616  
55TU-1622  
55TU-1725  
55TU-1825  
55TU-1925  
55TU-2125

**inferiore**

55TL-1616  
55TL-1622  
55TL-1725  
55TL-1825  
55TL-1925  
55TL-2125



### ARCHI VELOCITY COATED ACCIAIO - EUROFORM

- **Sezione tonda** - Confezione da 10 archi
- **Sezione rettangolare** - Confezione da 10 archi



**misura**

.012  
.014  
.016

#### SEZIONE TONDA

**superiore**

55EU-012  
55EU-014  
55EU-016

**inferiore**

55EL-012  
55EL-014  
55EL-016



**misura**

.016x.016  
.016x.022  
.017x.025  
.018x.025  
.019x.025  
.021x.025


#### SEZIONE RETTANGOLARE

**superiore**

55EU-1616  
55EU-1622  
55EU-1725  
55EU-1825  
55EU-1925  
55EU-2125

**inferiore**

55EL-1616  
55EL-1622  
55EL-1725  
55EL-1825  
55EL-1925  
55EL-2125



### ARCHI VELOCITY COATED NiTi - TRUEFORM

- **Sezione tonda** - Confezione da 10 archi
- **Sezione rettangolare** - Confezione da 10 archi



**misura**

.012  
.014  
.016

#### SEZIONE TONDA

**superiore**

53TU-012  
53TU-014  
53TU-016

**inferiore**

53TL-012  
53TL-014  
53TL-016



**misura**

.016x.016  
.016x.022  
.017x.025  
.018x.025  
.019x.025  
.021x.025

#### SEZIONE RETTANGOLARE

**superiore**

53TU-1616  
53TU-1622  
53TU-1725  
53TU-1825  
53TU-1925  
53TU-2125

**inferiore**

53TL-1616  
53TL-1622  
53TL-1725  
53TL-1825  
53TL-1925  
53TL-2125

