

Retainer e distalizzatore Splinx™ e SDS Lokar



Splinx™: la via più semplice allo splintaggio!

- Filo indicato per tutti i tipi di ritenzione e splintaggio sia nell'arcata superiore sia inferiore.
- Realizzato da filo intrecciato coassiale (6 fili) appiattito per aderire facilmente alla superficie dei denti senza scivolare.
- Facile da modellare e privo di memoria di forza residua, grazie ad un processo di ulteriore ricottura che lo rende completamente passivo.
- Compatibile con tutti gli adesivi.
- Il filo misura 8" (cm 20,4), spessore mm 0,25 - altezza mm 0,69

Confezione da 8 fili da 8" (totale 1,63 metri)

Codice

550-120



Immagine al microscopio stereografico

Distalizzatore SDS Lokar

Sistema distalizzante studiato per muovere i molari senza dipendere dalla compliance del paziente. L'ideatore, Dr. Bob Lokar, ha voluto creare questo dispositivo con l'obiettivo di renderlo il più semplice possibile. Il distalizzatore funziona con qualsiasi apparecchiatura fissa vestibolare ed è ideale nei casi di dentizione mista. Si fissa facilmente con una legatura metallica. Il funzionamento è simile a qualsiasi altro dispositivo distalizzante vestibolare o linguale, tuttavia si differenzia per essere di dimensioni contenute e di forma affusolata.

VANTAGGI CLINICI:

- Ottimo per casi in dentizione mista
- Ottimo per distalIZZazione unilaterale
- Crea spazio senza la collaborazione del paziente
- Forza leggera e continua
- Facile applicazione e comfort per il paziente

Confezione da 10 pz.

CD illustrativo in lingua inglese

Codice

555-300

999-016

