

OPTYC™ CERAMIC

Aesthetic Brackets

Insuperabile Qualità Estetica dal Moderno Design

Bracket in allumina policristallina ottenuto mediante processo di fresatura, in grado di accettare tolleranze molte basse e di ottenere la migliore finitura possibile delle superfici rispetto agli altri processi di fabbricazione dei bracket ceramici.

Grazie alle speciali caratteristiche fisiche della ceramica policristallina, prodotta in esclusiva dalla GE (General Electric) per Lancer, Optyc è in grado di assorbire la luce e riprodurre le proprietà ottiche dei denti, adattandosi perfettamente al colore naturale per un effetto "camaleonte".

Esclusiva base Accu-Grip™ con sottosquadri, per migliorare la ritenzione meccanica e facilitare il debonding.

La speciale forma semi-gemellare dei brackets da 3-3 consente di avere una maggiore resistenza lungo la parete dello slot e delle alette per le legature.

Alette profilate e lisce per garantire un miglior comfort al paziente

Slot fresato per la massima precisione e di colore blu per agevolare il posizionamento dei brackets.



CERAMIC
GRINDING



ACCU-GRIP
BASE



REDI-PAK

LANCER™
ORTHODONTICS



EST. 1967

The Choice for Aesthetic Excellence



TECNICA ROTH

.018

.022

Redi-Pak™	C/G su canini e premolari	246-941	246-942
Redi-Pak™	C/G sui canini	246-945	246-946

SUPERIORE		T.	A.	C/G	L/R		
Centrale	17°	4°		R		246-401	246-501
				L		246-402	246-502
Laterale	10°	8°		R		246-411	246-511
				L		246-412	246-512
Canino	0°	8°	x	R		246-421	246-521
				L		246-422	246-522
Premolare	-7°	0°				246-433	246-533
INFERIORE		T.	A.	C/G	L/R		
Incisivi	-6°	0°				246-441	246-541
Canino	0°	3°	x	R		246-451	246-551
				L		246-452	246-552
1° Premolare	-12°	0°				246-463	246-563
2° Premolare	-17°	0°				246-473	246-573

TECNICA M.B.T.

.018

.022

Redi-Pak™	C/G su canini e premolari	231-941	231-942
Redi-Pak™	C/G sui canini	231-947	231-948

SUPERIORE		T.	A.	C/G	L/R		
Centrale	17°	4°		R		231-401	231-501
				L		231-402	231-502
Laterale	10°	8°		R		231-411	231-511
				L		231-412	231-512
Canino	0°	8°	x	R		231-421	231-521
				L		231-422	231-522
Premolare	-7°	0°		R/L		231-433	231-533
INFERIORE		T.	A.	C/G	L/R		
Incisivi	-6°	0°			L/R	231-441	231-541
Canino	0°	3°	x	R		231-451	231-551
				L		231-452	231-552
1° Premolare	-12°	0°		R		231-463	231-563
2° Premolare	-17°	0°		R		231-473	231-573

TECNICA RICKETTS STD

.018

Redi-Pak™	C/G su canini e premolari	258-901
Redi-Pak™	C/G sui canini	258-902

SUPERIORE		T.	A.	C/G	L/R		
Centrale	22°	0°		R		258-001	
				L		258-002	
Laterale	14°	8°		R		258-011	
				L		258-012	
Canino	7°	5°	x	R		258-221	
				L		258-222	
Premolare	0°	0°	x			258-061	
						258-063	
INFERIORE		T.	A.	C/G	L/R		
Incisivi	0°	0°	x			258-041	
Canino	7°	5°	x	R		258-251	
				L		258-252	
1° Premolare	0°	0°	x			258-061	
						258-063	



Distributore esclusivo per l'Italia

KRISTAL
IMPLANTOLOGY - ORTHODONTICS

Kristal S.r.l.
Via Edison, 14 - 20090 Trezzano S/N (MI)
Tel. +39 024453401 - info@kristalsrl.net
www.kristalsrl.net